

ВЕЛТОГРАН	
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ	
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	0,025%-120мин;
	0,05%-60мин;
	0,15%-30мин;
	0,25%-15мин
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,2%-60мин
Протирание поверхностей (туберкулез)	0,5%-60мин;
	0,75%-30мин
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,25%-60мин
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,25%-90мин
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,25%-60мин
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	0,25%-60мин
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,25%-60мин
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	ИМН, кроме резиновых:
	0,2%-60мин;
	0,25%-30мин;
	ИМН из резин: 0,25%-60мин
ПСО	ИМН без замков, каналов, полостей(кроме стомат. инструментов с алмазн. частями):
	0,25%-15мин;
	ИМН прочие:
	0,4%-15мин
Стерилизация	0,5%-60мин(t=50C);
	1%-30мин(t=50C);
	2%-15мин(t=50C);
ДВУ	2,5%-15мин
Дезинфекция кожных покровов	-
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м ² ; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100мл/м ² ; 3 - расход раствора 4л/кг сухого белья; 4 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды	
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ	
Дезинфекция кузевов	0,25%-60мин
Дезинфекция поверхностей против плесени	0,25%-90мин
Дезинфекция воздуха	0,25%-30мин (Дезинфекцию воздуха проводят с помощью аэрозольного генератора. Норма расхода раствора 12мл/м ³)
Дезинфекция мочи	1,5%-60мин (заливание раствором в соотношении моча:раствор 1:1)
Дезинфекция крови	100%-60мин (засыпать избытком средства до полного впитывания)
Дезинфекция мокроты	100%-60мин (засыпать избытком средства до полного впитывания)
Дезинфекция фекально-мочевой смеси	-
Дезинфекция фекалий	1,5%-60мин (заливание раствором в соотношении фекалии:раствор 1:1)
Дезинфекция рвотных масс	-